

PERFIL LIPIDICO

CODIGO FONASA: 0302034

ÁREA BIOQUÍMICA/QUÍMICA CLÍNICA

ESTE EXAMEN ESTA CONFORMDO POR LOS SIGUIENTES 5 ANALITOS:

Colesterol Total – Triglicéridos – Colesterol HDL- Colesterol LDL (Calculo) y Colesterol VLDL (Calculo).

Preparación del paciente.

Ayuno: 10-12 horas/ No ingerir alcohol 24 horas antes de realizar la prueba/ No realizar ejercicio intenso durante las 24 horas previas.

● **Condición de la muestra.**

Tipo de Muestra: SUERO- obtenido de Sangre Tubo Tapa Amarillo o Tapa Roja. 

Cantidad Muestra mínima post centrifugación:

- 500 µL o 0.5 mL suero refrigerado.

● **Interferencias Relevantes:** Ver interferentes Revisar cada instructivo de examen en particular.

Otros Interferente: Ver interferentes revisando cada instructivo de examen en particular.

● **Estabilidad de la muestra.**

Tipo Muestra	Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre Total	2 días	Sin información	No aplica
Suero	2 días	7 días	2 meses

● **Condiciones del Transporte de Muestra.**

Transportar a T° Ambiente o refrigerada a T° entre 4°C-8°C, por un tiempo no superior a 10 horas.

● **Método:** Ver cada instructivo de examen en particular.

● **Uso Previsto**

El perfil lipídico permite evaluar, junto con otros signos y síntomas, el riesgo de una dislipidemia y sus complicaciones, como un infarto cardíaco o una apoplejía, provocados por obstrucción de los vasos sanguíneos, causados por aterosomas o placas de colesterol, es decir para valorar el riesgo cardiovascular de la persona e instituir así un régimen adecuado de prevención y tratamiento. En la prestación Perfil lipídico el Colesterol-HDL y los Triglicéridos son utilizados para calcular el LDL-Colesterol y VLDL-Colesterol a partir de la fórmula de Friedewald:

- **LDL Colesterol Calculado = (Colesterol total – HDL Colesterol) – (Triglicéridos/5)**

- **VLDL Colesterol Calculado = Triglicéridos/5**

● **Días de procesamiento.**

Lunes a viernes (Horario máximo de la recepción de muestras 16:00 horas).

● **Horario de entrega de resultados.**




Horario entrega resultados: Hasta 20:00 horas, del mismo día. Este horario de entrega podrá modificarse por requerimientos del Profesional a cargo de cada Área.

● **Valor de Alerta Crítico.** Ver cada instructivo de examen en particular.

● **Instructivo para paciente.** Ver cada instructivo de examen en particular.

● **Valores de Referencia:**

Ver cada instructivo de examen en particular.

ELABORADO POR TM. Evelyn Dominguez S.-TM. Diego Rojas R.	REVISADO POR TM. Marly Maitre R.	APROBADO POR TM. Marcelo López V.
		
TM. Área Hematología – TM. Jefe Área Bioquímica	Jefe Calidad	Director Técnico y Calidad
15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017